

粒子径・ゼータ電位測定装置 買い替えキャンペーン

買い替え対象製品からELSZneo、ELSZneoSE、nanoSAQLAへの
買い替えを検討されている方にキャンペーンのご案内です

買い替え 対象製品

- ELSZseries (ELS-Z0, ELS-Z1, ELS-Z2, ELSZ-1000, ELSZ-2000)
- FPAR-1000 (2020年6月販売終了・2027年サポート終了予定)
- 他社メーカー (粒度分布測定装置・ゼータ電位測定装置)

ご検討時 実施内容

- デモンストレーションおよび依頼分析によるデータの
相関確認
- お客様のサンプルの最適な測定条件をご提案

キャンペーン期間

- 2026年6月1日～2026年12月31日

共通特典

nanoSAQLA:標準サンプル 15mL 1本(粒子径用)
ELSZneo:標準サンプル 15mL 2本(粒子径、ゼータ電位用)

スペシャル特典

※詳細は裏面をご参照ください

対象製品ごとに、下記の特典を1点無償提供いたします

ELSZneo

オプションの
セルユニットより
いずれか1点

ELSZneoSE

オプション機能より
いずれか1点

nanoSAQLA

ガラス製/
プラスチック製角セル
どちらか1点

nanoSAQLA+AS50

ASセルホルダー 1点

スペシャル特典の内容

分子量測定、粒子濃度測定などの機能を搭載した粒子径・ゼータ電位最上位モデル

ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム
Zeta-Potential & Particle Size Analyzer

ELSZNEO



粒子径	0.6nm ~ 10 μ m
ゼータ電位	No effective limitations (実効的な上限なし)
分子量	340 ~ 2 $\times$ 10 ⁷

スペシャル特典

オプションのセルユニットより、いずれか 1 点お選びいただけます。

濃厚セルユニット



微量ディスポセルユニット



低誘電率セルユニット



平板セルユニット



超微量ガラスセルユニット



希薄から濃厚溶液まで幅広い濃度範囲に対応した粒子径・ゼータ電位専用装置

ゼータ電位・粒子径測定システム
Zeta-Potential & Particle Size Analyzer

ELSNEOSE



粒子径	0.6nm ~ 10 μ m
ゼータ電位	No effective limitations (実効的な上限なし)

スペシャル特典

オプション機能より、いずれか 1 点お選びいただけます。

分子量測定機能

絶対分子量の測定および、第二ビリアル係数を解析可能

粒子径多角度測定機能

多分散試料を 3 角度測定・解析により複数ピークに分離可能

粒子濃度測定機能

溶液中の粒子濃度を算出可能

マイクロレオロジー測定機能

ポリマーやたんぱく質などの軟らかい構造体の粘弾性を測定可能

ゲル網目構造解析機能

ゲルの網目構造や不均一性を解析可能

「高性能」と「使いやすさ」を両立した粒度分布測定装置 オートサンプラと接続で最大 50 検体連続測定が可能

多検体ナノ粒子径測定システム
Multi-Sample Nanoparticle Size Measurement System
nanoSAQLA



オートサンプラ
AS50
接続例

粒子径	0.6nm ~ 10 μ m
-----	--------------------

スペシャル特典

「nanoSAQLA」に買い替えいただいた場合

ガラス製角セル (NS-1004 : 4 個) / プラスチック製角セル (NS-1005 : 100 個入 $\times$ 4 箱) より、
どちらか 1 点お選びいただけます。

「nanoSAQLA+AS50」に買い替えいただいた場合

AS セルホルダーを 1 点追加いただけます。



買い替えを
ご検討のお客様へ

ご相談・お問い合わせは下記の営業所へ電話または、
メール (oeljp-webmaster@otsuka.jp) にてお気軽にご連絡ください。

大塚電子株式会社

<https://www.otsuka-el.jp/>

■本社・営業部 : TEL.(072)855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目26-3

■東京支店 : TEL.(042)644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル2F

■東海営業所 : TEL.(052)269-8477
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目2-3 名古屋日興證券ビル4F

■九州営業所 : TEL.(092)717-3338
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目9-17 福岡天神フコク生命ビル15F

■京都先端技術センター : TEL.(075)312-1777
〒600-8815 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93番地 京都リサーチパーク4号館6階

26.06.29