

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

ライブ配信+Q&A

2026.11.26(木) 15:00~16:10

👉 ライブ限定! Q&Aタイムあり。疑問をその場で解決できます!

オンデマンド配信


2026.12.1(火) 15:00~16:00

※講演部分のみ配信。Q&Aは含まれません。

ペロブスカイト太陽電池の膜厚評価技術： 反射分光法によるコーティング膜厚測定法と実演

ペロブスカイト太陽電池は、従来の太陽電池と比べて低コストかつ高効率な次世代太陽電池として注目されています。本太陽電池は各種機能膜で構成されており、成膜された膜厚の制御や均一性の確保は、高効率な製品開発や安定した製造において不可欠です。本セミナーでは、ペロブスカイト太陽電池の各種機能膜の膜厚を非接触・非破壊で計測できる反射分光法について解説します。あわせて、具体的な膜厚測定事例の紹介や、実機を用いた測定実演も行います。

関連機器



顕微分光膜厚計
OPTM series



ラインスキャン膜厚計®
【インラインタイプ】



スマート膜厚計
SM-100 series



ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム
ELZneo

お申し込み方法

本セミナーは無料で参加できます。下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsuka-el.jp/event/detail/eventid/564>

ご視聴方法：参加をお申し込み後、メールでお送りする URL にアクセスしてご視聴ください。



大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：真木・岡本

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp